



เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

การถ่ายเชื้อด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique transfer)

การถ่ายเชื้อจุลินทรีย์จากอาหารหนึ่งไปยังอาหารหนึ่งที่ฆ่าเชื้อแล้วต้องไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ อาหาร หรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไป ทั้งในอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้นเทคนิคในการปฏิบัติงาน การจับหลอดอาหาร งานเพาะเชื้อ และลวดเขี่ยเชื้อหรือ Swab ต้องปลอดเชื้อทุกขั้นตอน



ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายเชื้อ

ข้อควรปฏิบัติ


1. การลนไฟฆ่าเชื้อลวดเขี่ยเชื้อซึ่งทำด้วย Platinum หรือ Nichrome wire ด้วยตะเกียงเบนเซนหรือตะเกียงแอลกอฮอล์ ให้ลนไฟจนร้อนและมีสีแดงทั่วบริเวณที่ใช้ประมาณ 2-3 วินาที และทำให้เย็นก่อนใช้

2. ควรลนไฟฆ่าเชื้อลวดเขี่ยเชื้อก่อนและหลังการถ่ายเชื้อทุกครั้ง


3. เมื่อเปิดปากหลอดทดลองให้ลนไฟสักครู่ก่อนถ่ายเชื้อ และเมื่อถ่ายเชื้อเสร็จแล้วให้ลนไฟอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดปากหลอดทันที

4. กรณีจับหลอดทดลองมากกว่า 1 หลอด ให้จับหลอดเชื้อและหลอดอาหารด้วยนิ้วและฝ่ามือ ใช้นิ้วหัวแม่มือแยกหลอดทดลองออกจากกันเป็นรูปตัว V

5. การจับลวดเขี่ยเชื้อและหลอดทดลองที่ปิดและเปิดฝา ต้องจับด้วยนิ้วที่ว่างและฝ่ามือ ห้ามวางฝาหลอดทดลองบนโต๊ะปฏิบัติการ จนกระทั่งการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการถ่ายเชื้อด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ



ภาพที่ 3 การถ่ายเชื้อโดย Stab technique และ Streak technique



ภาพที่ 4 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ปิเปตในการถ่ายเชื้อ

เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ โดย Streak plates method

หลักการ

การ Streak plate มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกโคโลนีให้บริสุทธิ์หรือเพื่อศึกษาลักษณะโคโลนี โดยนำเชื้อผสมมาลากบนผิวอาหารด้วยลวดเขียนเชื้อ ลากวนไปวนมาให้ยาวที่สุด เพื่อให้ในตอนท้ายเชื้อหลุดแยกออกจากกัน และเรียงตัวอยู่ห่างกัน เป็นโคโลนีที่มาจากเซลล์เดียว ได้เชื้อบริสุทธิ์

วิธีการ


การ Streak plate ใช้วิธี “Four-way method” โดยแยกพื้นที่บนจานเพาะเชื้อเป็น 4 ส่วน และ Streak แยก 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งต้องลนไฟลวดเขียนเชื้อและทำให้เย็นก่อนทุกครั้ง ดังภาพที่ 5

1. ใช้ลวดเขียนเชื้อ เขียนเชื้อผสมมาแตะที่ผิววุ้นใกล้ ๆ ขอบด้านใดด้านหนึ่งของจานเพาะเชื้อ ลากลวดเขียนเชื้อเบาๆ บนผิววุ้นไปมา 4-5 เส้น โดยใช้ด้านแบนของปลายลวดแตะแผ่ว ๆ แต่ละเส้นที่ลากควรให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระวังอย่าให้ลวดเขียนฝังลงในวุ้น เสร็จแล้วปิดฝาจาน

2. เผาลวดเขียนเชื้อให้แดง ปล่อยให้เย็นในอากาศ

3. หมุนจานเล็กน้อย เปิดฝาจาน Streak ครั้งที่ 2 โดยลากลวดเขียนเชื้อผ่านเชื้อที่แตะไว้ครั้งแรก ลากไปมาบนผิววุ้น 5-6 เส้น

4. ทำเช่นเดียวกันข้อ 2 และ 3 ในการ Streak ครั้งที่ 3 และ 4




ภาพที่ 5 การ Streak plate

ข้อควรระวัง

1. ผิวหน้าของอาหารจะต้องเรียบไม่มีหยดน้ำบนผิวอาหาร (ถ้ามีฟองอากาศในอาหารขณะเทลงบนจานเพาะเชื้อ จะทำให้ผิวหน้าของอาหารไม่เรียบ)
2. การใช้ลวดเขียนเชื้อจากหลอดเชื้อให้เขียนเพียงการ Streak ครั้งที่ 1 ห้ามกลับไปเขียนเชื้อในหลอดเชื้ออีกครั้งในการ Streak ครั้งที่ 2-4
3. คว่ำจานเพาะเชื้อก่อนบ่มทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของน้ำตกลงบนพื้นผิวของจานเพาะเชื้อและรบกวนการฟอร์มเป็นโคโลนี

เทคนิคการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์โดย Colony count method

1. **Pour plate technique** เป็นวิธีที่นอกจากจะแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์แล้วยังสามารถตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ในตัวอย่างที่นำมาแยกเชื้อได้ด้วย วิธีการนี้ต้องทำ serial dilution ก่อนเช่นเดียวกับวิธี Spread plate จึงจะสามารถนับจำนวนจุลินทรีย์ต่อหน่วยปริมาตรได้ หลักการทำ pour plate คือการนำเอาตัวอย่างที่ต้องการแยกหรือเพาะเลี้ยงมาผสมกับวุ้นหลอมเหลวในอาหารเลี้ยงเชื้อปล่อยให้วุ้นแข็งตัวก่อน แล้วนำไปบ่มอุณหภูมิที่กำหนดโคโลนิของจุลินทรีย์จะเจริญบนอาหารหรือในอาหารวุ้น ดังภาพที่ 6




วิธีการ Pour plate ปฏิบัติดังนี้

1. เจือจางตัวอย่างลำดับส่วนแบบ 10 เท่า ใช้ปิเปตดูดของเหลวจากความเจือจางที่ต้องการใส่ตรงกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อเปล่าที่ฆ่าเชื้อแล้ว จานละ 1 ml ด้วยวิธี aseptic โดยใช้ปิเปตอันใหม่ทุกครั้ง
2. นำอาหารวุ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและอยู่ในสภาพที่หลอมเหลวในขวดอาหาร และมีอุณหภูมิไม่เกิน 45°C มาเทลงในจานเพาะเลี้ยงที่มีตัวอย่างอยู่ โดยวิธี aseptic
3. หมุนจานวนไปมาเบาๆ ให้ตัวอย่างผสมเข้ากันดีกับอาหาร ระวังอย่าให้กระฉอกไปติดฝาจาน
4. ตั้งทิ้งไว้จนวุ้นแข็งตัว แล้วจึงคว่ำจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ติดบนฝาจานหยดลงมาบนอาหารวุ้น
5. นำไปบ่มที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนดจนเชื้อเจริญขึ้นเป็นโคโลนิ จากนั้นทำการตรวจผลโดยการนับจำนวน

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการเพาะเชื้อด้วยเทคนิค pour plate

2. Spread-plates method การ Spread plate โดยปิเปตตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ไปบนพื้นผิวของอาหารวุ้นที่แข็งตัวแล้ว ใช้แท่งแก้วรูปตัว L ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วโดยการจุ่มใน 95% Ethanol ลนไฟ และทำให้เย็นแล้ว Spread ให้ทั่วผิวอาหารวุ้น



ข้อควรระวัง


1. การปิเปตตัวอย่างอาหาร 0.1 มิลลิลิตร ตัวอย่างอาหารจะมีความเจือจางเท่ากับ 1:10
2. ลนไฟแท่งแก้วที่จุ่มแอลกอฮอล์ในเปลวไฟจนแอลกอฮอล์ติดไฟ หลังจากนั้นนำออกจากเปลวไฟขณะที่แอลกอฮอล์กำลังติดไฟ
3. หลังจากเปลวไฟบนแท่งแก้วดับแล้ว ให้คอยประมาณ 5-10 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าแท่งแก้วเย็นลงเพียงพอที่ไม่เกิดเสียงบนผิววุ้นเมื่อได้รับความร้อนจัด
4. ห้ามนำแท่งแก้วที่ยังคงมีเปลวไฟอยู่วางกลับไปในภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะเกิดเปลวไฟขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้นำแท่งแก้วออกจากภาชนะ และหาอุปกรณ์มาปิดปากภาชนะเพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่ช่วยในการติดไฟ
5. คว่ำจานเพาะเชื้อก่อนบ่ม เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงบนพื้นผิวของจานเพาะเชื้อและรบกวนการฟอร์มเป็นโคโลนี
6. การนับโคโลนี ให้นับโคโลนีในจานเพาะเชื้อทั้งโคโลนีที่อยู่บนผิวและใต้ผิวอาหารวุ้น (โคโลนีที่อยู่ใต้ผิววุ้นมักมีขนาดเล็ก)

วิธีนับจำนวนโคโลนี

ในการนับจำนวนโคโลนี เพื่อความสะดวกอาจจะใช้เครื่องบันทึกที่เรียกว่า colony counter เครื่องนี้ประกอบด้วยแสงและเลนส์สำหรับช่วยขยาย เวลานั้นควรทำเครื่องหมายบนจานตรงตำแหน่งโคโลนีที่นับแล้ว เพื่อป้องกันการนับซ้ำ ถ้าจะให้ดีมีเครื่องนับโดยอัตโนมัติจะช่วยให้การนับมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นนำจำนวนจุลินทรีย์ในตัวอย่างที่นับได้ไปคำนวณตามวิธีการคำนวณที่กำหนดต่อไป

สิ่งสำคัญที่ต้องระวังมากคือ ถ้าจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญในอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง ก็ไม่สามารถนับจำนวนได้ งานเพาะเลี้ยงที่ใช้ตัวอย่างจากระดับที่มีความเจือจางที่สูงควรนับจำนวนโคโลนีได้น้อยกว่างานเพาะเลี้ยงที่ใช้ตัวอย่างความเจือจางที่ต่ำลงมา เนื่องจากว่าได้ทำให้เจือจางเพิ่มเป็น 10 เท่า ถ้าผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนไปมาก คือไม่เป็น 10 เท่า แสดงว่าความผิดพลาดอาจเนื่องมาจากการที่ผสมเชื้อกับอาหารวันไม่ดีพอหรือการทำเจือจางไม่ดี


โดยจำนวนโคโลนีที่มีการทำเจือจางอย่างเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 30-300 โคโลนี งานที่มีโคโลนี ≥ 300 โคโลนีอาจนับจำนวนโดยการแยกแบ่งเนื้อที่ออกเป็น 4 ส่วน นับเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วคูณด้วย 4 แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีการกระจายของโคโลนีที่สม่ำเสมอ




สำหรับสูตรในการคำนวณหาจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารมีดังนี้

$$\text{CFU/ml หรือ CFU/g} = \frac{\text{ค่าเฉลี่ยของจำนวนโคโลนีที่นับได้จากอาหาร} \dots \dots \text{สมการ 1}}{\text{ระดับความเจือจาง} \times \text{ปริมาตรอาหารที่ดูมา}}$$

หากใช้เทคนิคการ Pour plated ปริมาตรอาหารที่ดูมาคือ 1 มิลลิลิตร จึงใช้เลข 1 แทนค่าลงในสมการที่ 1 ถ้าหากใช้เทคนิคการ Spread plated ปริมาตรอาหารที่ดูมาคือ 0.1 มิลลิลิตร ดังนั้นจึงใช้เลข 0.1 แทนค่าลงในสมการที่ 1 ตัวอย่าง ดังภาพ



ตัวอย่างคำนวณจำนวนโคโลนีโดยใช้เทคนิคการ Spread plated



Example

Number of colonies	0	0	0
< 20 colonies	12	0	0
One countable plate	>200	45	3
Two countable plates	197	23	0
All > 200	>200	>200	>200

Calculations and reported values

0	$\frac{< 1}{10^{-6} \times 0.1}$ or $< 1.0 \times 10^6$ CFU/ml
0	$\frac{12}{10^{-5} \times 0.1} = 1.2 \times 10^7$ CFU/ml (est.)
3	$\frac{45}{10^{-6} \times 0.1} = 4.5 \times 10^8$ CFU/ml
0	$\left\{ \frac{197}{10^{-5} \times 0.1} + \frac{23}{10^{-6} \times 0.1} \right\} / 2 = 2.1 \times 10^8$ CFU/ml

>200 See Fig. 1.5 for estimating this count.

การสุ่มตัวอย่าง และการเจือจางตัวอย่างอาหาร

การสุ่มและเก็บตัวอย่างทางจุลชีววิทยาเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องและให้ผลเป็นที่เชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์และวิธีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ และวิธีการนำส่งตัวอย่างตลอดจนการเก็บต้องกระทำให้ปราศจากการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งต้องมีการป้องกันการเจริญหรือถูกทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ก่อนนำมาวิเคราะห์ ผู้เก็บตัวอย่างต้องพิจารณาถึงสภาพอาหารแต่ละชนิด และต้องควบคุมให้อาหารนั้นมาถึงห้องปฏิบัติการในสภาพเดิม หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการปนเปื้อน (contaminate) ของจุลินทรีย์จากภายนอกให้มากที่สุด สำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆ นั้นมีความจำเป็นต้องทำให้ตัวอย่างอาหารเจือจางลงไปจนถึงระดับที่จะตรวจนับด้วยวิธีนั้น ๆ ได้ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ในแต่ละวิธี และต้องเขย่าให้ตัวอย่างอาหารกระจายอยู่ในน้ำยาสำหรับเจือจาง (diluent) อย่างทั่วถึงเป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง การนำส่งตัวอย่าง และปริมาณตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์

1) การเก็บตัวอย่างอาหารที่แบ่งบรรจุภาชนะย่อยจากแหล่งผลิต เช่น อาหารกระป๋อง นม และผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีมแท่ง เครื่องดื่มบรรจุขวด น้ำแร่ น้ำบริโภคบรรจุขวด เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม (Random sampling) ตามจำนวนหน่วย หรือปริมาณตามที่ต้องการสุ่มเก็บตัวอย่างที่ผลิต ในรุ่น เดียวกัน หรือ วัน เดือน ปี ที่ผลิตเหมือนกัน



2) การเก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้แบ่งบรรจุในภาชนะย่อย

เช่น อาหารปรุงสำเร็จจากตามร้านค้า ไอศกรีมที่ตักจากถัง เครื่องดื่ม ประเภทน้ำผลไม้สด น้ำประปา น้ำบ่อ และสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น ให้สุ่มเก็บตัวอย่างหลายๆ จุด จุดละเท่าๆ กัน และควรเก็บตัวอย่างให้ต่ำกว่า ผิวหน้าของอาหารประมาณ 1 นิ้ว ใส่ภาชนะบรรจุที่สะอาดที่ทำด้วยแก้ว โลหะ หรือพลาสติก เก็บตัวอย่างให้มากพอ ตามปริมาณที่ต้องการ ปิดภาชนะให้เรียบร้อย และติดฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกอันให้เรียบร้อย อาหารที่ไม่ใช่ตัวอย่างเดียวกัน ต้องแยกภาชนะบรรจุ ห้ามปนกันมาในถุงเดียวกัน



วิธีเก็บรักษาตัวอย่างอาหารระหว่างการนำส่งวิเคราะห์ สำหรับตัวอย่างที่เสีง่ายหรือเสื่อมสภาพ เช่น อาหารสดหรือ อาหารปรุงสำเร็จ เมื่อสุ่มตัวอย่างและติดฉลากเรียบร้อยแล้ว ควรนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างนั้น ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดอีกชั้นหนึ่ง รัดปากถุงให้เรียบร้อย แล้วแช่น้ำแข็งหรือใช้วิธีอื่นที่สามารถรักษาอุณหภูมิของอาหารไว้ได้ที่ประมาณ 4 °C ถ้าตัวอย่างเป็นอาหารประเภทเยือกแข็ง เช่น ไอศกรีม ควรแช่น้ำแข็งแห้งแทน ซึ่งจะช่วยไม่ให้อาหารเปลี่ยนสภาพก่อนการวิเคราะห์ แล้วนำไปวิเคราะห์โดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอาหารที่เน่าเสียง่าย และประการสำคัญสารในอาหารบางชนิดสลายตัวง่ายต้องวิเคราะห์ทันที



การเก็บตัวอย่างน้ำ ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (Aseptic Techniques) เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดีไม่เกิดความเป็ยงเบนหรือลำเอียงปริมาณน้ำ ต้องเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์
สิ่งสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้ ได้แก่

1) อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ

1.1) ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง

- ควรเป็นภาชนะที่ใหม่ อาจเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก ที่ยังไม่เคยบรรจุสาร
อื่นๆมาก่อนหากบรรจุมาก่อนควรเป็นชนิดที่ง่ายต่อการล้าง เช่น บรรจุน้ำดื่ม น้ำหวาน สุรา
เป็นต้น



- ควรล้างภาชนะและฝาจุกด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างภาชนะจนแน่ใจว่าสะอาดจากนั้น
ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยใช้ความร้อนขึ้นที่ 121°C เวลา 15 นาที หรือความร้อนแห้งที่ 170°C เวลา 2
ชั่วโมง การใช้ความร้อนขึ้นหรือความร้อนแห้งขึ้นอยู่กับชนิดของภาชนะ ก่อนเก็บตัวอย่างต้องล้าง
ด้วยน้ำที่จะเก็บอีกครั้งหนึ่ง



1.2) กล่องภาชนะที่เก็บความเย็นได้ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ
และการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ในขณะส่งตัวอย่าง



1.3) น้ำยาฆ่าเชื้อ เอทิลแอลกอฮอล์ 70 %



1.4) สาลี



1.5) ตะเกียงแอลกอฮอล์ ในกรณีที่ต้องใช้



1.6) เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิตั้งแต่ - 20 ถึง 100 °C



2) **วิธีการเก็บตัวอย่างตามประเภทของน้ำ** การเก็บต้องไม่เปิดขวดเก็บตัวอย่างจนกว่าจะทำการบรรจุตัวอย่างเมื่อเก็บ ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของน้ำที่จะตรวจโดยวิธีปราศจากเชื้อแล้วให้เหลือช่วง อากาศในขวดอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร (เพื่อให้สามารถเขย่าขวดเพื่อผสมตัวอย่างก่อนทำการวิเคราะห์) แล้วรีบปิดฝาจุกทันทีสำหรับแหล่งน้ำต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

2.1) **น้ำประปาหรือน้ำที่ไหลจากก๊อก** เตรียมขวดแก้วที่สะอาดปราศจากเชื้อมีจุกสนิทขนาด 500 มิลลิลิตร ทาความสะอาดก๊อกโดยเช็ดด้วยสาลีชุบแอกอฮอล์ 70% หรือใช้ไฟลน หรือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนแล้วปล่อยให้ไหลเต็มที่ ทิ้งประมาณ 400 มิลลิลิตร แล้วปิดจุก (หรือฝาขวด) ทันทีระวังอย่าให้จุกหรือฝาขวดสัมผัสมือหรือสิ่งอื่นใด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียจากภายนอกปิดฉลากแล้วเตรียมนำไปวิเคราะห์



2.2) เก็บจากบ่อบาดาล บ่อบาดาลชนิดเครื่องสูบน้ำด้วยมือ ให้สูบน้ำประมาณ 5 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างหากเป็นบ่อชนิดตัดเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องจักร เก็บ ตัวอย่างน้ำจากก๊อกที่ปล่อยออกมาหากไม่มีเครื่องสูบน้ำเลย เก็บตัวอย่างโดยตรงจากบ่อ โดยใช้ขวดเก็บซึ่งถ่วงน้ำหนักโดยตรงที่ก้นขวดหรือใช้เครื่องมือเก็บ ตัวอย่างโดยหลีกเลี่ยง การปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกบนผิวน้ำ



2.3) แหล่งน้ำดิบ การเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบ โดยตรงได้แก่ แม่น้ำ ลานธาร ทะเลสาบอ่างเก็บน้ำ น้ำพุหรือบ่อน้ำตื้น ไม่ควรเก็บตัวอย่าง ใกล้ฝั่งมากเกินไป หรือเก็บตัวอย่างที่ห่างแหล่งน้ำมากเกินไป วิธีการเก็บเปิดจุกหรือฝาขวดใช้มือจับบริเวณก้นขวดคว่ำปากขวดลงใต้ผิวน้ำ ประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วจึงค่อยๆเอียงปากขวดขึ้น เพื่อรับน้ำในกรณีน้ำนิ่ง ให้เอียงขวดและก้นขวดไปข้างหน้าในทิศทางขนานเพื่อรับน้ำแล้วรีบยกขวดขึ้นโดย เร็ว ปิดฝาขวดปิดฉลาก



2.5) น้ำบริโภคบรรจุขวดและน้ำแร่ เก็บตัวอย่างโดยการสุ่มจากหลายๆ ตำแหน่งในโรงงานผลิต 6 ขวดต่อ 1 ตัวอย่างในขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. (1 ลิตร) หรือสุ่มจากสถานที่จำหน่ายจากหลายๆ ลัง ในกรณีที่บรรจุถุงที่ไม่รั่ว และในกรณีที่ขนาดบรรจุมากกว่า 4,000 ลบ.ซม. (4 ลิตร) ขึ้นไปให้สุ่ม 2 ขวด

2.6) น้ำผลิตน้ำแข็ง เก็บตัวอย่างจากจุดก่อนเข้าช่องน้ำแข็ง นำภาชนะที่เตรียมไว้แล้วล้างด้วยน้ำตัวอย่างก่อน จึงเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะปิดจุก หรือฝาให้สนิท หากใช้ภาชนะหลายๆ ใบ ควรบรรจุพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกัน

2.7) น้ำแข็งก้อนหรือ Cube เลือกแบ่งน้ำแข็งก้อนจากหลายๆ ช่อง โดยแบ่งเป็นก้อนๆ ขนาดพอบรรจุในภาชนะได้หากตัดก้อนใหญ่เกินไปจะบรรจุได้น้อย จึงควรทำเป็นก้อนเล็กๆ หลายก้อนบรรจุให้เต็มปิดฝาให้สนิท ถ้าเป็นน้ำแข็ง Cube สุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัดจากหลายๆ จุดในเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องเดียวกัน

วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างภาชนะบรรจุหุ้มห่อและสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะและความปลอดภัย

ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก ที่ใช้กันส่วนใหญ่ได้แก่ เมลามีน โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน โพลีคาร์บอเนต โพลีสไตรีน โพลีไวนิลคลอไรด์ และโพลีไวนิลลิดีนคลอไรด์ ปริมาณของตัวอย่างที่เก็บส่งวิเคราะห์ มีดังนี้

- (1) **ขวด** ซึ่งมี น้ำมันพืช น้ำดื่ม น้ำส้มสายชู บรรจุอยู่
 - ถ้าขวดมีความจุมากกว่า 250 ลบ.ซม. ใช้ 3 ขวด
 - ถ้าขวดมีความจุน้อยกว่า 250 ลบ.ซม. ใช้ 6 ขวด
- (2) **ถ้วยบรรจุอาหาร ถ้วยบรรจุอาหาร** ซึ่งมีอาหารบรรจุอยู่ เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ต
 - ถ้าขวดมีความจุมากกว่า 250 ลบ.ซม. ใช้ 3 ถ้วย (กล่อง)
 - ถ้าขวดมีความจุน้อยกว่า 250 ลบ.ซม. ใช้ 6 ถ้วย (กล่อง)
- (3) **ภาชนะเซรามิก โลหะเคลือบ** ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย ช้อน ถ้วยน้ำ ฯลฯ
 - ถ้ามีความจุมากกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 2 ชิ้น
 - ถ้ามีความจุน้อยกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 6 ชิ้น
- (4) **กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร**
 - ถ้ามีความจุมากกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 12 ชิ้น
 - ถ้ามีความจุน้อยกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 18 ชิ้น
- (5) **แก้ว**
 - ถ้ามีความจุมากกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 2 ชิ้น
 - ถ้ามีความจุน้อยกว่า 250 ลบ.ซม. สุ่มตัวอย่าง 6 ชิ้น

เทคนิคการเจือจางตัวอย่างอาหาร

ปริมาณตัวอย่างอาหารที่ใช้วิเคราะห์ ปริมาณตัวอย่างอาหารที่ใช้วิเคราะห์แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันมากน้อยแค่ไหน โดยปกติแล้วไม่ควรใช้ตัวอย่างอาหารน้อยกว่า 10 กรัม ส่วนมากนิยมใช้ 25-50 กรัม

น้ำยาสำหรับเจือจาง (diluent) น้ำยาสำหรับเจือจางที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และชนิดของจุลินทรีย์ที่จะตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้

ตรวจวิเคราะห์ทั่ว ๆ ไป

อาหารที่มีไขมันสูง

ตรวจวิเคราะห์ Osmophile

ตรวจวิเคราะห์ Halophile

น้ำยาสำหรับเจือจาง

1. Phosphate buffer

2. น้ำเกลือปกติ (ร้อยละ 0.85)

3. เปปโตนร้อยละ 0.1 ในน้ำ

4. เปปโตนร้อยละ 0.1 Tween 80 ร้อยละ 0.05

เปปโตนร้อยละ 0.1 วุ้นร้อยละ 0.15

น้ำยาซูโครสร้อยละ 10

น้ำเกลือร้อยละ 3-18

การเตรียมตัวอย่างอาหาร

1) อาหารชนิดเหลว ควรมีการผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะทำการเก็บตัวอย่างอาหารโดยควรเก็บให้มีปริมาณมากพอสมควร (100-500 มล.)

2) อาหารชนิดแข็งที่แต่ละหน่วยเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาชั่งให้ได้ปริมาณ 50 กรัม ในภาชนะที่ปราศจากจุลินทรีย์ ส่วนอาหารซึ่งแต่ละหน่วยเป็นชิ้นใหญ่มาก ใช้ปากคีบจุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟจับชิ้นอาหารไว้แล้วตัดอาหารให้เป็นหน่วยย่อยด้วยมีดซึ่งจุ่มแอลกอฮอล์และลนไฟเช่นเดียวกัน ควรตัดอาหารจากหลายๆ บริเวณของอาหารก่อนนั้นแล้วจึงนำมารวมกันเพื่อชั่งให้ได้ 50 กรัม

3) อาหารแช่แข็ง ก่อนชั่งอาหารแช่แข็งต้องทำให้อาหารละลายในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่เกิน 18 ชั่วโมง แล้วจึงตัดเป็นหน่วยย่อยเพื่อนำไปชั่ง หรือใช้สว่านซึ่งใบสว่านผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เสียบผ่านปลายกรวยพลาสติกที่ตัดปลายแหลมออก กดปลายกรวยพร้อมสว่านลงบนชิ้นอาหารแข็ง เจาะอาหารด้วยสว่าน อาหารจะยุ่ยออกผ่านปลายกรวยขึ้นมาในกรวยนำไปชั่งให้ได้ 50 กรัม เช่นกัน

การทำให้ตัวอย่างอาหารเจือจาง

1. การเจือจางขั้นต้น การเจือจางขั้นต้นนี้โดยทั่ว ๆ ไปนิยมทำให้อาหารเจือจาง 1:10 เท่า เรียกว่า dilution 10^{-1}


1) สำหรับตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว เขย่าอาหารแรง ๆ อย่างน้อย 25 ครั้ง ใช้ปิเปตดูดตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดซึ่งมีน้ำยาสำหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตรโดยเป่าตัวอย่างอาหารในปิเปตลงในน้ำยาสำหรับเจือจางให้หมด แล้วดูดน้ำยาสำหรับเจือจางกลับขึ้นมาใหม่ทำเช่นนี้สองสามครั้งเพื่อล้างตัวอย่างอาหารที่ติดอยู่ข้างปิเปต จากนั้นเขย่าขึ้นลงอย่างแรง 25 ครั้ง

2) สำหรับตัวอย่างอาหารที่เป็นของแข็ง ซึ่งอาหาร 50 กรัม ใส่ในเครื่องตีปั่นไฟฟ้า เทน้ำยาสำหรับเจือจาง 450 มิลลิลิตร ลงในเครื่องตีปั่น ตีปั่นอาหารเป็นเวลา 2 นาที การเตรียมความเจือจาง 1:10 ของอาหารแข็งนี้ปัจจุบันนิยมใช้เครื่อง stomacher ซึ่งตีปั่นอาหารในถุงพลาสติกบรรจุน้ำยาสำหรับเจือจาง โดยใช้อาหาร 50 กรัมต่อน้ำยา สำหรับเจือจาง 450 มิลลิลิตรเช่นเดียวกัน

3) สำหรับตัวอย่างอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นผง เช่น แป้ง ชุบผง หรืออาหารที่ยู่และได้ง่าย ทำให้เชื้อกระจายทั่วถึงในน้ำยาสำหรับเจือจางได้โดยชั่งตัวอย่างอาหาร 50 กรัม ใส่ในน้ำยาสำหรับเจือจางปริมาตร 450 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทนร้อนสวมปากถุงด้วยพลาสติก ทำให้เกิดลักษณะคล้ายคอขวด อุดจุกด้วยสาลี นิ่งฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับเมื่อบรรจุน้ำยาสำหรับเจือจางในขวด เมื่อใส่ตัวอย่างอาหารแล้วใช้มือบีบถุง เพื่อขยี้ให้ตัวอย่างอาหารแตกละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน

2. การทำให้เจือจางลงตามลำดับ (serial dilution)

การเจือจางเป็นลำดับ โดยผลของการเจือจางทั้งหมดจะเป็นผลรวมของการเจือจางแต่ละครั้ง ในการเจือจางที่มีการเจือจางมากๆ ปกติจะทำให้เจือจางเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เท่าเป็นลำดับ (ten fold serial dilution) เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยใช้ปิเปตดูดตัวอย่างเจือจาง 1:10 (10^{-1}) ที่เตรียมไว้ปริมาณ 1 มิลลิลิตรใส่ในหลอดหรือขวดบรรจุน้ำยาสำหรับเจือจาง 9 มิลลิลิตรหรือใช้ตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดบรรจุน้ำยาสำหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตร เป่าตัวอย่างอาหารให้หมด แล้วดูดน้ำยาสำหรับเจือจางขึ้นไปใหม่สองสามครั้ง เขย่าหลอดด้วยเครื่องเขย่าไฟฟ้า ในกรณีที่ใช้ขวด เขย่าขวดขึ้นลง 25 ครั้ง ตัวอย่างอาหารในขั้นนี้ จะมีความเจือจางเป็น 1:100 (10^{-2}) เตรียมตัวอย่าง เจือจาง 1:1,000 (10^{-3}), 1:10,000 (10^{-4}) และอื่นๆ ตามลำดับ โดยวิธีเดียวกัน และควรเปลี่ยนปิเปตใหม่ทุกๆ ระดับความเจือจางที่เตรียม



Calculation: Number of colonies on plate \times reciprocal of dilution of sample = number of bacteria/ml
 (For example, if 32 colonies are on a plate of $1/10,000$ dilution, then the count is $32 \times 10,000 = 320,000$ /ml in sample.)

